


Anticorpo Policlonale Anti-Brpf1 Per Wb, If/Icc, Elisa - P55201

Numero articolo: CM0022355



introduzione

Anticorpo Policlonale Coniglio BRPF1 (Peregrin) validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Adatto per la ricerca epigenetica e sulla cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	BRPF1 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	BR140; IDDDFP; BRPF1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	7862
ID Gene	7862
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-200 del BRPF1 umano (NP_001003694)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P55201
Peso Proteico	137kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio