

Anticorpo Monoclonale Anti-Brrf2 Per Wb, If/Icc, Elisa - P03210

Numero articolo: CM0007673

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro la proteina del tegumento BRRF2 del virus di Epstein-Barr. Adatto per WB, IF/ICC ed ELISA. Ideale per lo studio dell'evasione immunitaria virale e delle interazioni ospite-patogeno. Utilizza un immunogeno ricombinante.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-BRRF2
Note/Alias	Proteina del tegumento BRRF2; BRRF2
Specie	Virus di Epstein-Barr (ceppo B95-8) (HHV-4)
ID del gene	3783729
Immunogeno	Proteina ricombinante BRRF2 del virus di Epstein-Barr (ceppo B95-8) (HHV-4).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Virus di Epstein-Barr
SWISS	P03210
Peso della proteina	56 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante