

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Brrf2 Per Wb, Elisa - P03210

Numero articolo: CM0024054

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la proteina del tegumento del virus di Epstein-Barr BRRF2, validato per WB ed ELISA con reattività crociata umana. Ideale per studiare l'evasione immunitaria virale e l'inibizione della separazione di fase cGAS-DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	BRRF2 Rabbit pAb
Note/Alias	Proteina del tegumento BRRF2; BRRF2
Specie	Virus di Epstein-Barr (ceppo B95-8) (HHV-4)
GeneID	3783729
Immunogeno	Proteina ricombinante di BRRF2 del virus di Epstein-Barr (ceppo B95-8) (HHV-4)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umana
SWISS	P03210
Peso Proteico	56kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio