

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Brsk1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Tdc3

Numero articolo: CM0024692

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Anti-BRSK1 per WB, IHC-P, ELISA; reagisce in modo incrociato con umano, topo, ratto. Ideale per studiare la polarizzazione neuronale, la duplicazione del centrosoma e la risposta al danno al DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	BRSK1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	SAD-B; hSAD1; BRSK1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	84446
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 310-510 di BRSK1 umano (NP_115806.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8TDC3
Peso Proteico	85 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio