


Anticorpo Policlonale Anti-Brwd1 Per Wb, Elisa - Q9Nsi6

Numero articolo: CM0013203



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro BRWD1 (WDR9, DCAF19), adatto per WB ed ELISA. Reagisce in modo crociato con proteine umane e di topo. Ideale per studiare il rimodellamento della cromatina, l'attivazione trascrizionale e la biologia ciliare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	BRWD1 Rabbit pAb
Note/Alias	N143; WDR9; WRD9; DCAF19; C21orf107; BRWD1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	54014
GeneID	54014
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-120 di BRWD1 umano (NP_001007247.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo
SWISS	Q9NSI6
Peso Proteico	263kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio