

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Bsn Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Upa5

Numero articolo: CM0022858

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-BSN di alta qualità convalidato per WB, IF/ICC ed ELISA. Rileva la bassoon endogena nel tessuto cerebrale umano e murino. Essenziale per la biologia sinaptica e la ricerca sulle malattie neurologiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	BSN Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	ZNF231; BSN
Specie	Umano
Gene ID	8927
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 830-950 della BSN umana (NP_003449.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q9UPA5
Peso proteico	416kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio