

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Bsnd Per Wb, Elisa - Q8Wz55

Numero articolo: CM0024862

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che mira a BSND (Barttin), un regolatore del canale del cloruro, per WB ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con umano, topo e ratto. Adatto per la ricerca renale e uditiva.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome del Prodotto	BSND Rabbit pAb
Note/Alias	BART; DFNB73; BSND
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	7809
ID Gene	7809
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 54-320 di BSND umano (NP_476517.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8WZ55
Peso Proteico	35kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio