

Anti-Bst2 (Cd317/Tetherin) Coniglio Anticorpo Policlonale Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q10589

Numero articolo: CM0017709



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro BST2 umano (CD317/Tetherin) validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Riconosce BST2 umano e murino. Ideale per studi sulla restrizione antivirale, sulla segnalazione immunitaria e sul mieloma multiplo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	BST2 Coniglio pAb
Note/Alias	CD317; HM1.24; TETHERIN; BST2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	684
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 49-161 di BST2 umano (NP_004326.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse
SWISS	Q10589
Peso Proteico	20kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio