

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Bst2 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q10589

Numero articolo: CM0007383



introduzione

CamelBio offre un anticorpo monoclonale di coniglio Anti-BST2 (Q10589) che bersaglia la Tetherin/CD317 umana. Adatto per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Ideale per lo studio della restrizione virale e del mieloma multiplo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	BST2 Rabbit mAb
Annotazioni/Altri Nomi	CD317; HM1.24; TETHERIN; BST2
Specie	Umana
ID Gene (Uomo)	684
ID Gene	684
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 49-160 della BST2 umana (NP_004326.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umana
SWISS	Q10589
Peso Proteico	20kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio