

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Bsu1 Per Wb Ed Elisa - Q9Lr78

Numero articolo: CM0023021

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro BSU1 di Arabidopsis thaliana, un regolatore positivo della segnalazione dei brassinosteroidi. Validato per Western blot (WB) ed ELISA. Ideale per la ricerca sulla segnalazione degli ormoni vegetali e sullo sviluppo della crescita.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	BSU1 pAb di coniglio
Note/Alias	BRI1 SUPPRESSOR 1; F21B7.7; BSU1
Specie	Arabidopsis thaliana
ID del gene	838804
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 694-793 di BSU1 di Arabidopsis thaliana (NP_171844.6)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Arabidopsis thaliana
SWISS	Q9LR78
Peso della proteina	88 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante