

Anticorpo Policlonale Anti-Btaf1 Di Coniglio Per Wb, Ip, Elisa, Chip - O14981

Numero articolo: CM0028153

introduzione

Anticorpo policlonale BTAF1 di coniglio (O14981) validato per WB, IP, ELISA, ChIP. Reagisce con Umano e Ratto. Immunogene ricombinante, 207kDa. Ideale per la ricerca sulla regolazione della trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	BTAF1 pAb di coniglio
Osservazioni/Alias	MOT1; TAF172; TAFII170; TAF(II)170; BTAF1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	9044
ID Gene	9044
Immunogene	Proteina ricombinante
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IP, ELISA, ChIP
Reattività crociata	Umano, Ratto
SWISS	O14981
Peso proteico	207kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio