

Anticorpo Policlonale Anti-Btbd11 Di Coniglio Per Wb E Elisa - Q6Gqw0

Numero articolo: CM0022344

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio mirato a Btbd11, convalidato per applicazioni WB ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Btbd11 è una proteina sinaptica specifica per gli interneuroni inibitori. Ideale per la ricerca neuroscientifica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Btbd11 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	Btbd11; 6330404E16Rik
Specie	Topo
Gene ID	74007 (Topo)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-120 di Btbd11 murino (NP_082985.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q6GQW0
Peso proteico	122kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio