

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Btbd7 Per Wb, Elisa - Q9P203

Numero articolo: CM0023828

introduzione

Anticorpo Policlonale di Coniglio Anti-BTBD7 validato per Western blot ed ELISA, rileva BTBD7 in campioni Umano, Topo e Ratto. Uno strumento chiave per la ricerca sulla dinamica epiteliale e la ramificazione degli organi nello sviluppo di saggi IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	BTBD7 Rabbit pAb
Note/Alias	FUP1; BTBD7
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	55727
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 5-75 di BTBD7 umano (NP_060637.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9P203
Peso Proteico	126kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio