

## Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Btbd9 Per Wb, Elisa - Q96Q07

Numero articolo: CM0019829

### introduzione

Il BTBD9 Rabbit pAb, prodotto contro aminoacidi 283-582 della BTBD9 umana, rileva la BTBD9 endogena in Western blot e ELISA. Ideale per la ricerca in neuroscienza e nefrologia.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                                               |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto         | BTBD9 Rabbit pAb                                                                                                                                     |
| Note/Alias            | dj322i12.1; BTBD9                                                                                                                                    |
| Specie                | Umana                                                                                                                                                |
| GeneID (Umana)        | 114781                                                                                                                                               |
| GeneID                | 114781                                                                                                                                               |
| Immunogeno            | Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 283-582 della BTBD9 umana (AAI01358.1) |
| Origine               | Coniglio                                                                                                                                             |
| Categoria             | Anticorpi policlonali                                                                                                                                |
| Applicazione          | WB, ELISA                                                                                                                                            |
| Reattività incrociata | Umana, Ratto                                                                                                                                         |
| SWISS                 | Q96Q07                                                                                                                                               |
| Peso proteico         | 69kDa                                                                                                                                                |
| Spedizione            | Sacco di ghiaccio                                                                                                                                    |