

Anticorpo Policlonale Anti-Btc Coniglio Per Wb, Elisa - P35070

Numero articolo: CM0023013



introduzione

Anticorpo policlonale diretto contro BTC umano (Probetacellulina). Validato per WB ed ELISA, reagisce in modo incrociato con umano, topo e ratto. Ideale per studi di segnalazione dei fattori di crescita nella ricerca sul cancro e sullo sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale Coniglio anti-BTC
Note/Alias	BTC
Specie	Umano
GeneID (Umano)	685
GeneID	685
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P35070
Peso Proteico	20kDa
Spedizione	Sacca refrigerante