


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Btf3 Per Wb, Elisa - P20290

Numero articolo: CM0023545



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio BTF3 validato per Western blot e ELISA su umano, topo e ratto. BTF3 (NAC-beta) funziona come subunità del complesso associato a polipeptidi nascenti e fattore di trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	BTF3 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	NACB; BTF3a; BTF3b; BETA-NAC; BTF3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	689
GeneID	689
Immunogeno	Peptide sintetico; Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 50-150 del BTF3 umano (NP_001198.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P20290
Peso proteico	22kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio