

Anticorpo Policlonale Anti-Btg1 Per Wb, If/Icc, Elisa - P62324

Numero articolo: CM0025223

introduzione

Anticorpo Policlonale Coniglio BTG1 validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con BTG1 umano, una proteina anti-proliferativa implicata nel cancro. Adatto per la ricerca sulla regolazione del ciclo cellulare e sui riarrangiamenti cromosomici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	BTG1 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	APRO2; BTG1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	694
ID Gene	694
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 22-171 del BTG1 umano (NP_001722.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P62324
Peso Proteico	19kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio