

Anticorpo Policlonale Anti-Btg3 Per Wb, Elisa - Q14201

Numero articolo: CM0025521

introduzione

Anticorpo Policlonale Anti-BTG3 di Coniglio, validato in WB ed ELISA, riconosce BTG3 umano (Q14201), un regolatore del ciclo cellulare abbondante nel neuroepitelio e nei tessuti riproduttivi. Ideale per la ricerca sul cancro e sullo sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	BTG3 Rabbit pAb
Note/Alias	ANA; TOB5; TOFA; APRO4; TOB55; ANA/BTG3; BTG3
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	10950
ID Gene	10950
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 150-250 di BTG3 umano (NP_006797.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umana
SWISS	Q14201
Peso Proteico	29kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio