


Anticorpo Policlonale Anti-Btk Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q06187

Numero articolo: CM0018107



introduzione

Anticorpo policlonale BTK di coniglio adatto per applicazioni Western blot, IHC-P ed ELISA. Riconosce il BTK umano, murino e ratto, una chinasi critica nello sviluppo e nella segnalazione delle cellule B. Prodotto referenziato a UniProt Q06187.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	BTK Rabbit pAb
Note/Alias	AT; ATK; BPK; XLA; IMD1; AGMX1; IGHD3; PSCTK1; BTK
Specie	Umano
GeneID	695
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 30-240 del BTK umano (NP_000052.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q06187
Peso proteico	76kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio