


Anticorpo Monoclonale Coniugato Anti-Btk Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q06187

Numero articolo: CM0002078



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato BTK convalidato per WB, IF-P, IHC-P, ELISA con reattività crociata verso umano e topo. Ideale per lo studio della segnalazione del recettore delle cellule B e della ricerca sull'immunodeficienza.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb BTK coniugato
Note/Alias	AT; ATK; BPK; XLA; IMD1; AGMX1; IGHD3; PSCTK1; BTK
Specie	Umano
GeneID (Umano)	695
GeneID	695
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 560-659 di BTK umano (Q06187)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo
SWISS	Q06187
Peso proteico	76 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio