

Anticorpo Policlonale Anti-Btla (Cd272) Per Wb, Elisa - Q7Z6A9

Numero articolo: CM0017589



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'attenuatore dei linfociti B e T umano (BTLA, CD272) per Western blot (WB) ed ELISA. Rileva BTLA umano e murino. Adatto per studi sui checkpoint immunitari e sulla segnalazione linfocitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	BTLA Rabbit pAb
Note/Alias	BTLA1; CD272; BTLA
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	151888
ID Gene	151888
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 31-241 di BTLA umano (NP_001078826.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q7Z6A9
Peso Proteico	33kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio