

Anticorpo Policlonale Anti-Btla Coniglio Per Wb, Elisa - Q7Z6A9

Numero articolo: CM0027408



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio BTLA (CD272), validato per Western blot e ELISA, cross-reattivo con topo e ratto. Ideale per lo studio dell'attenuazione dei linfociti e della segnalazione dei checkpoint immunitari. Peso proteico: 33 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	BTLA Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	BTLA1, CD272, BTLA
Specie	Umano
GeneID (Umano)	151888
GeneID	151888
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 31-241 di BTLA umana (NP_001078826.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q7Z6A9
Peso proteico	33kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio