

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Btn2A1 Per Wb E Elisa - Q7Kyr7

Numero articolo: CM0016404



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia la butyrophilin subfamily 2 member A1 (BTN2A1) umana. Adatto per Western blot e ELISA. Ideale per studi su recettori di superficie cellulare ed espressione tissutale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	BTN2A1 Rabbit pAb
Note / Alias	BTF1; BT2.1; BTN2.1; DJ3E1.1; BK14H9.1; BTN2A1
Specie	Umana
Gene ID	11120
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 30-240 di BTN2A1 umana (NP_510961.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umana
SWISS	Q7KYR7
Peso proteico	60kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio