

Anticorpo Monoclonale Anti-Btn3A1/2/3 Per Fc - 000481 / P78410 / 000478

Numero articolo: CM0010074



introduzione

mAb Rabbit anti-Human BTN3A1/2/3 per citometria a flusso. Targetizza i membri della sottofamiglia 3 delle butirofiline coinvolti nell'attivazione delle cellule T e nella risposta immunitaria. Validato in campioni umani.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb Rabbit anti-Human BTN3A1/2/3
Note/alias	BTF5; BT3.1; CD277; BTN3.1
Specie	Umano
GeneID (umano)	11119/11118/10384
GeneID	11119/11118/10384
Immunogeno	Proteina ricombinante, proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 470-630 di BTN3A1 umano (NP_008979.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	000481/P78410/000478
Peso della proteina	58 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante