

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Btnl2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uir0

Numero articolo: CM0025673

introduzione

Anticorpo policlonale (pAb) coniglio anti-BTNL2 convalidato per Western blot (WB), immunohistochemistry (IHC-P) ed ELISA. Rileva BTNL2 umano, murino e ratto, un regolatore negativo della proliferazione delle cellule T. Adatto per la ricerca in immunologia e immunoncologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	BTNL2 Coniglio pAb
Note/Alias	SS2, BTN7, BTL-II, HSBLMHC1, BTNL2
Specie	Umano
GeneID	56244
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente gli aa 246-455 di BTNL2 umano (NP_062548.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q9UIR0
Peso proteico	50kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio