

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Bub1 Per Wb, Elisa - 043683

Numero articolo: CM0024006



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia BUB1 umano, validato per WB e ELISA. Rileva BUB1 endogeno in campioni umani e di topo. Ideale per la ricerca sul punto di controllo dell'assemblaggio del fuso e l'allineamento cromosomico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	BUB1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	BUB1A; BUB1L; hBUB1; MCPH30; BUB1
Specie	Umana
GeneID (Umana)	699
GeneID	699
Immunogeno	Proteina ricombinante; proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-300 di BUB1 umano (NP_004327.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umana, Topo
SWISS	O43683
Peso proteico	122kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio