

Anticorpo Policlonale Anti-Bub1B Per Wb, If/Icc, Elisa - O60566

Numero articolo: CM0023837



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro BUB1B (BUBR1), validato per WB, IF/ICC, ELISA in uomo, topo e ratto. Ideale per la ricerca sul punto di controllo mitotico e sul punto di controllo dell'assemblaggio del fuso mitotico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	BUB1B Rabbit pAb
Note/Altri nomi	MVA1; SSK1; BUBR1; Bub1A; MAD3L; hBUBR1; BUB1beta; BUB1B
Specie	Uomo
GeneID	701
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-260 di BUB1B umano (NP_001202.4)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	O60566
Peso proteico	120kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio