

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Bub3 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O43684

Numero articolo: CM0011120

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro BUB3 umano (O43684). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce crociatamente con campioni umani, murini e di ratto. Adatto alla ricerca sul checkpoint mitotico e sui cinetocori.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	BUB3 mAb di coniglio
Note/Alias	BUB3L; hBUB3; BUB3
Specie	Uomo
ID del gene (Uomo)	9184
ID del gene	9184
Immunogeno	Peptide sintetico - Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di BUB3 umano (O43684).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	O43684
Peso della proteina	37 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante