

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Bub3 Per Wb, If/Icc, Elisa - O43684

Numero articolo: CM0027139

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la proteina del punto di controllo mitotico BUB3 (37 kDa) umano. Validato per WB, IF/ICC, ELISA; reagisce in modo crociato con campioni umani, di topo e ratto. Per la ricerca sul punto di controllo dell'assemblaggio del fuso mitotico e sulla segregazione cromosomica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	BUB3 Rabbit pAb
Note/Alias	BUB3L; hBUB3; BUB3
Specie	Uomo
GeneID	9184
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente gli amminoacidi da 1 a 328 della BUB3 umana (NP_004716.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	O43684
Peso molecolare della proteina	37kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio