


Anticorpo Monoclonale Anti-Butirilcolinesterasi Per Wb E Elisa - P06276

Numero articolo: CM0011178



introduzione

Questo anticorpo monoclonale di coniglio bersaglia la Butirilcolinesterasi umana (P06276). Validato per WB e ELISA, è adatto per la ricerca sulla degradazione dei neurotrasmettitori e la detossificazione da organofosfati.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Butirilcolinesterasi Rabbit mAb
Note/Alias	E1; CHE1; CHE2; BCHED; Butyrylcholinesterase
Specie	Umana
GeneID (Umana)	590
GeneID	590
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 500-602 della Butirilcolinesterasi umana (P06276).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umana
SWISS	P06276
Peso Proteico	68kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio