


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Butirrilcolinesterasi Per Wb, Elisa - P06276

Numero articolo: CM0018494



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la Butirrilcolinesterasi (BChE) umana. Adatto per Western blot ed ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Supporta la ricerca in neurobiologia e tossicologia e lo sviluppo di saggi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio Anti-Butirrilcolinesterasi
Note/Alias	E1; CHE1; CHE2; BCHED; Butirrilcolinesterasi
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	590
ID Gene	590
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P06276
Peso Proteico	68kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio