


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Bysl Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q13895

Numero articolo: CM0016842



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-BYSL validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con campioni umani, murini e di ratto. Targetizza la bystina, una proteina da 50 kDa coinvolta nella maturazione dell'rRNA e nella biogenesi dei ribosomi. Ideale per studi sulla placenta e sull'adesione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio BYSL
Note/alias	Enp1; BYSTIN; BYSL
Specie	Uomo
ID del gene (uomo)	705
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 120-280 della BYSL umana (NP_004044.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q13895
Peso della proteina	50 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante