

Anticorpo Policlonale Anti-Bzip46 Per Wb, Elisa - Q69Tw5

Numero articolo: CM0023957

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro il fattore di trascrizione bZIP46 del riso, convalidato per WB ed ELISA. Adatto per ricerche sulla segnalazione dell'acido abscisico e sulla risposta allo stress.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	bZIP46 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	P0701E03.2; bZIP46
Specie	Oryza sativa
GeneID	4340462
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 100-200 di Oryza sativa bZIP46. (Q69TW5)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Oryza sativa
SWISS	Q69TW5
Peso proteico	35kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio