


Anticorpo Policlonale Anti-C-Abl Di Coniglio Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P00519

Numero articolo: CM0017688



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro c-Abl umano (ABL1), convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per lo studio della crescita cellulare, della sopravvivenza e della risposta al danno al DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	c-Abl Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	ABL; JTK7; p150; c-ABL; v-abl; CHDSKM; c-ABL1; BCR-ABL; bcr/abl; c-Abl
Specie	Umano
GeneID (Umano)	25
GeneID	25
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1000-1130 del c-Abl umano (NP_005148.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P00519
Peso proteico	123kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio