


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-C-Fos Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P01100

Numero articolo: CM0007000



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio c-Fos validato per Western blot, immunofluorescenza, immunoistochimica ed ELISA. Reagisce con c-Fos umano, di topo e di ratto. Adatto per studiare la segnalazione del fattore di trascrizione AP-1.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	c-Fos Rabbit mAb
Note/Alias	p55; AP-1; C-FOS; c-Fos
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	2353
ID Gene	2353
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 211-281 di c-Fos umano (NP_005243.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P01100
Peso Proteico	41kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio