


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-C-Fos Per Wb, Ip, Elisa - P01100

Numero articolo: CM0016528



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio c-Fos validato per WB, IP, ELISA in campioni umani. Mira alla subunità del fattore di trascrizione AP-1 c-Fos (41 kDa), un regolatore chiave della proliferazione e differenziazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	c-Fos Rabbit pAb
Note/Alias	p55; AP-1; C-FOS; c-Fos
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	2353
ID Gene	2353
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-114 di c-Fos umano (NP_005243.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P01100
Peso Proteico	41 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio