


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-C-Jun Per Wb Ed Elisa - P05412

Numero articolo: CM0018168



introduzione

L'Anticorpo Policlonale di Coniglio (pAb) Anti-c-Jun è validato per applicazioni di Western blot (WB) ed ELISA. Rileva il fattore di trascrizione c-Jun in campioni umani, di topo e di ratto, rendendolo adatto per la ricerca sul pathway AP-1 e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio Anti-c-Jun
Note/Alias	AP1; p39; AP-1; cJUN; c-Jun
Specie (Target)	Umano
GeneID (Umano)	3725
GeneID	3725
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-70 di c-Jun umano (NP_002219.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P05412
Peso Molecolare Proteico	36kDa
Spedizione	Con borsa del ghiaccio