


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-C-Jun Per Wb, If/Icc, Elisa - P05412

Numero articolo: CM0018659



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio (pAb) anti c-Jun convalidato per WB, IF/ICC, ELISA. Rileva c-Jun (36kDa) umano e murino, un fattore di trascrizione coinvolto nella segnalazione di AP-1 e nell'oncogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	c-Jun Rabbit pAb
Note/Alias	AP1; p39; AP-1; cJUN; c-Jun
Specie	Uomo
Gene ID (Uomo)	3725
Gene ID	3725
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 90-230 di c-Jun (NP_002219.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	P05412
Peso proteico	36kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio