

Anticorpo Policlonale Anti-C-Maf Per Wb, Elisa - 075444

Numero articolo: CM0016767

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro c-Maf (MAF) per WB ed ELISA. Rileva c-Maf umano, murino e di ratto. Fattore di trascrizione coinvolto nello sviluppo del cristallino, nella regolazione delle cellule Th2 e nell'oncogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	c-Maf pAb di coniglio
Note/Alias	CCA4; AYGRP; c-MAF; CTRCT21; c-Maf
Specie	Umano
GeneID	4094 (Umano)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 314-403 di c-Maf umano (NP_005351.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	075444
Peso della proteina	38 kDa
Spedizione	Confezione refrigerante