


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-C-Myc Per Wb, Elisa - P01106

Numero articolo: CM0016390



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro il fattore di trascrizione c-Myc, verificato per WB ed ELISA nell'uomo e nel topo. Adatto per la ricerca sulla segnalazione degli oncogeni, la regolazione della trascrizione e le cellule staminali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio anti-c-Myc
Note/alias	MRTL; MYCC; c-Myc; bHLHe39
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	4609
GeneID	4609
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 347-439 del c-Myc umano (NP_001341799.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo
SWISS	P01106
Peso della proteina	51 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante