

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-C-Peptide Per If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P01308

Numero articolo: CM0005156



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio mirato al C-Peptide, validato per IF/ICC, IF-P, IHC-P ed ELISA su campioni umani, murini e di ratto. Ideale per la ricerca sul diabete e il monitoraggio della funzione delle cellule beta.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	C-Peptide Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	IDDM; ILPR; IRDN; IDDM1; IDDM2; PNDM4; MODY10; C-Peptide
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	3630
ID Gene	3630
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 1-100 dell'INS umano (NP_000198.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpo monoclonale
Applicazione	IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P01308
Peso proteico	12kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio