


Anticorpo Monoclonale Anti-C-Reactive Protein (Crp) Per Wb, Ihc-P, Elisa - P02741

Numero articolo: CM0003850



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro la proteina C-reattiva (CRP), prodotto con un peptide sintetico. Convalidato per applicazioni WB, IHC-P e ELISA, reagisce in modo crociato con la CRP umana e murina. Ideale per la ricerca sull'infiammazione e la risposta immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Nome prodotto	C-Reactive Protein (CRP) Rabbit mAb
Note/Alias	PTX1; C-Reactive Protein (CRP)
Specie	Uomo
ID genico (Uomo)	1401
ID genico	1401
Immunogeno	Peptide sintetico - Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 125-224 della C-Reactive Protein (CRP) umana (P02741).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	P02741
Peso proteico	23kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio