


Anticorpo Policlonale Anti-Proteina C-Reattiva (Crp) Per Wb, Elisa - P02741

Numero articolo: CM0014357



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-proteina C-reattiva (CRP) umana, validato per Western blot (WB) ed ELISA, con reattività crociata per topo. Ideale per la ricerca sulla proteina di fase acuta e sulla difesa dell'ospite e per lo sviluppo di saggi IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale (pAb) Anti-CRP di Coniglio
Note/Alias	PTX1; Proteina C-Reattiva (CRP)
Specie	Umana
Gene ID (Umano)	1401
Gene ID	1401
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-50 della Proteina C-Reattiva (CRP) umana (NP_000558.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo
SWISS	P02741
Peso Proteico	23kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio