


Anticorpo Policlonale Anti-Proteina C-Reattiva (Crp) Per Wb, If/Icc, Elisa - P02741

Numero articolo: CM0014943



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la proteina C-reattiva (CRP) per Western blot (WB), immunofluorescenza/immunocitochimica (IF/ICC) ed ELISA. Reagisce crociatamente con campioni umani, murini e di ratto. Ideale per studi sulla fase acuta e sull'immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Proteina C-reattiva (CRP), pAb di coniglio
Note/Alias	PTX1; Proteina C-reattiva (CRP)
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	1401
GeneID	1401
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 100-200 della proteina C-reattiva (CRP) umana (NP_000558.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P02741
Peso della proteina	23kDa
Spedizione	Borsa refrigerante