


Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-C10orf2 Per Wb E Elisa - Q96Rr1

Numero articolo: CM0028968



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit anti-C10orf2 di alta qualità, validato per WB e ELISA. Rileva l'elicasi mtDNA Twinkle umana, di topo e di ratto, utile per studi sulla replicazione e riparazione del DNA mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	C10orf2 Rabbit pAb
Note/Alias	PEO; PEO1; SCA8; ATXN8; IOSCA; PEOA3; SANDO; TWINL; MTDPS7; PRLT55; C10orf2
Specie	Umana
ID gene (Umano)	56652
ID gene	56652
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 135-335 di C10orf2 umano (NP_068602.2).
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q96RR1
Peso proteico	77kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio