


Anticorpo Policlonale Anti-C10Orf2/Elicasi Twinkle Del Mtdna Per Wb, Elisa - Q96Rr1

Numero articolo: CM0015766



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la proteina C10orf2 umana (elicasi Twinkle del mtDNA), validato per Western blot ed ELISA, con reattività crociata con il topo. Adatto per la ricerca sulla replicazione e la riparazione del DNA mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	C10orf2 Rabbit pAb
Note/alias	PEO; PEO1; SCA8; ATXN8; IOSCA; PEOA3; SANDO; TWINL; MTDPS7; PRLT55; C10orf2
Specie	Umana
ID del gene (umano)	56652
ID del gene	56652
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 585-684 della C10orf2 umana (NP_068602.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q96RR1
Peso della proteina	77kDa
Spedizione	Borsa refrigerante