

Anticorpo Policlonale Anti-C10Orf32 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q96B45

Numero articolo: CM0029322

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'umano C10orf32 (BORCS7), validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce in modo crociato con il ratto. Mira a una proteina associata al lisosoma coinvolta nel traffico intracellulare e nel posizionamento dei lisosomi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	C10orf32 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	C10orf32
Specie	Umano
GeneID	119032
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-105 dell'umano C10orf32 (NP_653192.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Ratto
SWISS	Q96B45
Peso Proteico	12kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio