

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-C10Orf67 Per Wb, Elisa - Q8Iyj2

Numero articolo: CM0021990

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-C10orf67 validato per Western blot (WB) ed ELISA. Target: C10orf67 umano, con reattività crociata con topo e ratto. Adatto per la ricerca sulle proteine mitocondriali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	C10orf67 Rabbit pAb
Note/alias	C10orf115; LINC01552; C10orf67
Specie	Umano
GeneID (umano)	256815
GeneID	256815
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 68-243 di C10orf67 (NP_001338235.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q8IYJ2
Peso della proteina	64 kDa
Spedizione	Ghiaccio refrigerante