

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-C12Orf10 Per Ihc-P E Elisa - Q9Hb07

Numero articolo: CM0018865

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Anti-C12orf10 per IHC-P e ELISA, reattivo con l'esonucleasi MYG1 umana, di topo e di ratto. Adatto per studi sul processo di maturazione dell'RNA e sull'interazione nucleo-mitochondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	C12orf10 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	MYG; Gamm1; MST024; MSTP024; C12orf10
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	60314
ID gene	60314
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 48-376 della proteina C12orf10 umana (NP_067653.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9HB07
Peso proteico	42kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio