

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-C14Orf166/Rtraf Per Wb, Elisa - Q9Y224

Numero articolo: CM0027758



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità specifico per C14orf166 umano (RTRAF), validato per WB ed ELISA. Reagisce con campioni umani e di topo. Peso proteico 28 kDa. Ideale per lo studio dello splicing del tRNA e della regolazione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio C14orf166
Note / Alias	CLE; CLE7; hCLE; CGI99; RLLM1; hCLE1; CGI-99; LCRP369; C14orf166
Specie	Umano
GeneID	51637
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-244 di C14orf166 umano (NP_057123.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q9Y224
Peso Proteico	28kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio